

IDEXX Sığır Gebelik Testleri ile ilgili detaylı bilgi için IDEXX Türkiye tam yetkili temsilcisi DIAGEN A.Ş. ile irtibata geçiniz.

Gebe veya Gebe Değil ?

İşletmenizdeki üreme performansını artırın.

Test With Confidence™



Literatürler

1. French PD, Nebel RL. The simulated economic cost of extended calving intervals in dairy herds and comparison of reproductive management programs [Abstract]. J of Dairy Sci. 2003;86(suppl):54. Cited by: de Vries A, van Leeuwen J, Thatcher WW. Economics of improved reproductive performance in dairy cattle [Publication AN156]. Gainesville, FL: University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences; 2005.
2. Selk G. Preg check and cull replacement heifers early. Bovine Vet. July 15, 2010. www.cattlenetwork.com/bovine-vet/web-exclusive-practice-tips/preg-check-and-cull-replacement-heifers-early-113982539.html Accessed April 20, 2011.
3. de Vries A, van Leeuwen J, Thatcher WW. Economics of improved reproductive performance in dairy cattle [Publication AN156]. Gainesville, FL: University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences; 2005.

Diagen
Biyoteknolojik
Sistemler A.Ş.
Yeni Ziraat Mah.
657.Sokak
06110 Altındağ
ANKARA

Tel: +0312 384 2844
Fax: +0312 384 2825

IDEXX Sığır Gebelik Kiti ile erken dönemde gebeliği tespit edin.

- İneklerde - Tohumlamadan sonra 28.günden itibaren
- Keçilerde - 28.Günden itibaren
- Koyunlarda - 35.Günden itibaren
- Mandalarda - 30.Günden itibaren

IDEXX

© 2015 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 09-81326-00-DE

IDEXX und Test With Confidence sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von IDEXX Laboratories, Inc. oder einem Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Die IDEXX Datenschutzerklärung ist nachzulesen auf idexx.de.




IDEXX

Gebe veya Gebe Değil?

IDEXX siğir gebelik testi veteriner hekimlere ve üreticilere rutin palpasyon ve ultrason metoduna göre doğruluğu daha yüksek ve rahat bir imkan sunmaktadır. Bu test size daha çok ve etkin gebelik kontrolü yapmanızı sağlar. Erken dönemde gebelik tespiti ile daha iyi üreme performansı elde edin. Böylece;

- **Buzağılama Aralığını Kısaltın**, gebe olmayan hayvanları, 28.günde tespit edin.
- **Süt Üretimini ve Gelirinizi Maksimize Edin**, Bir hayvanın boş kaldığı bir gün maliyeti yaklaşık olarak 10 \$'dır.
- **Üreme Performansınızı İyileştirin ve Maliyetleri Düşürün**, ortalamanın altında verim veren bir ineğin erken dönemde tespiti ve sürüden çıkartılması işletmeye ortalama 230 € (hayvan başı) kazandırır.
- **Sürünüzün Genel Sağlık Durumunu İyileştirin**, gebelik için alacağınız numune ile aynı anda diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da(örn;paratüberküloz veya BVDV) aynı numuneden test yapılabilir.

Laktasyon Eğrisi



IDEXX Siğir Gebelik Testi

- Bu test gebelikle ilişkili glikoproteinini tespitini yapar. (pregnancy-associated glycoproteins, PAGs)
- Bu test ultrason ile birebir uyumlu sonuçlar verir.
- Sadece 30 dakikada sonuçları alın

Hayvanlara göre gebelik tespit durumları

Hayvan Türü	Tohumlama sonrası tespiti	Sensitivite	Spesifite
Siğir (Serum/Plasma)	28	99.3%/99.1%	93.8%/95.1%
Koyun (Serum)	35	98%*	100%*
Keçi (Serum)	28	100%*	100%*
Manda (Plasma)	30	100%*	91.4%*

